

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ SL-1S И SL-2S

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- Превосходное качество оптики и окуляров
- Широкое поле изображения и большая глубина резкости
- Мощное LED-освещение. Длительный срок службы до 50 000 часов
- Электроподъемный стол в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микроскопа	Система Галилея
Переключатель кратности	Вращающийся револьверный барабан
Кратность	10×, 16×, 25× (модель SL-1S) 6×, 10×, 16×, 25×, 40× (модель SL-2S)
Увеличение окуляра	12,5×
Угол обзора окуляра	13°
Межзрачковое расстояние	52 мм – 85 мм
Настройка окуляров	±7D
Диаметр поля зрения	6× – 33 мм, 10× – 22 мм, 16× – 14 мм, 25× – 8,5 мм, 40× – 5,5 мм
Тип освещения	Верхняя подача света
Источник света	Светодиодный (теплый свет)
Регулировка яркости	Плавная
Наклонное освещение	5°, 10°, 15°, 20°
Ширина щели	0-14 мм, плавно регулируемая
Высота щели	1-14 мм, плавно регулируемая
Угол щели	0°–180°, плавно регулируемый
Диаметр диафрагмы щели (апертура)	0.2 мм, 1 мм, 3 мм, 5 мм, 10 мм, 14 мм
Фильтры	Теплопоглощающий, серый, бесцветный (зеленый), кобальтовый синий

Гарантия **18** месяцев,
постгарантийное обслуживание

