

ЦИФРОВАЯ ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-3S

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- Превосходное качество оптики и окуляров
- Широкое поле изображения и большая глубина резкости
- Мощное LED-освещение. Длительный срок службы до 50 000 часов
- Коаксиальная фоновая подсветка
- Автоматическое распознавание правого и левого глаза
- Простое в использовании многофункциональное программное обеспечение с удобным интерфейсом
- Система фото и видео. Трансляция изображения на экран в реальном режиме времени
- Возможность постобработки изображений
- Система синхронной вспышки, обеспечивающая равномерность освещения изображения
- Возможность резервного копирования базы данных обследований пациентов
- Электроподъемный стол, компьютер (моноблок), цветной принтер в комплекте
- Поддерживается стандарт DICOM 3.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микроскопа	Система Галилея
Переключатель кратности	Вращающийся револьверный барабан
Кратность	6х, 10х, 16х, 25х, 40х
Увеличение окуляра	12,5х
Угол обзора окуляра	13°
Межзрачковое расстояние	52 мм – 85 мм
Настройка окуляров	±7D
Диаметр поля зрения	6х – 33 мм, 10х – 22 мм, 16х – 14 мм, 25х – 8,5 мм, 40х – 5,5 мм
Тип освещения	Верхняя подача света
Источник света	Светодиодный (теплый свет)
Регулировка яркости	Плавная
Наклон	5°, 10°, 15°, 20°
Ширина щели	0-14 мм, плавно регулируемая
Высота щели	1-14 мм, плавно регулируемая
Угол щели	0°–180°, плавно регулируемый
Диаметр диафрагмы щели (апертура)	0.2 мм, 1 мм, 3 мм, 5 мм, 10 мм, 14 мм
Фильтры	Теплопоглощающий, серый, бесцветный (зеленый), кобальтовый синий

Гарантия **18** месяцев,
постгарантийное обслуживание

