

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР ST-1000, ST-1000P

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- Автоматическое определение ВГД обоих глаз в течение 30 секунд одним нажатием
- Пахиметрия и коррекция значения ВГД с учетом толщины роговицы (в модели ST-1000P)
- Цветной сенсорный экран (диагональ – 10,1 дюйма)
- Точная система измерения, базирующаяся на оптическом датчике и датчике давления
- Щадящая сила воздушного потока, не выводящая пациента из зоны комфорта
- Автоматическое 3D позиционирование по всем осям
- Возможность использования ручного режима управления
- Удобный интерфейс
- Встроенный термопринтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения	1 – 30 мм рт. ст. / 1 – 60 мм рт. ст.
Рабочая дистанция от сопла до глаза	≥ 11 мм
Система измерения	Двойная, базирующаяся на двух датчиках
Переключение между глазами	Автоматическое обнаружение и переход
Выбор результата	До десяти измерений на один глаз и выдача трех наиболее коррелирующих результатов
Режимы измерения	Ручной или автоматический
Защита пациента	Автоматический контроль расстояния между соплом и глазом пациента
Индикация ошибок измерения	Есть
Диапазон автоматических перемещений	≥ 30 мм (вперед – назад), 90 мм (влево – вправо), 30 мм (по вертикали)
Размеры прибора	Длина – 380 мм, ширина – 460 мм, высота – 505 мм
Вес	19,7 кг
Питание	240 В / 50 Гц
Коммуникационные порты	4 порта USB 2.0, 1 порт Ethernet

Гарантия **18** месяцев,
постгарантийное обслуживание

